



SKR-CT231

CHARIOT D'URGENCE

Code d'enregistrement: SKM-B



SAIKANG / Medical

Une vie
plus saine

SKR-CT231

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS


Paramètres techniques

- Taille (LxWxH): 780x475x1000 mm
- Roulette: 125 mm



Matériel

Structure en acier et aluminium à l'intérieur, HDPE et matériaux antibactériens à l'extérieur, facile à nettoyer.



Dessus de la table

Les garde-corps sur le dessus du chariot sont en acier inoxydable, réglables à n'importe quelle distance, fixent les bouteilles, les boîtes, etc. évitent les chutes possibles pendant le mouvement du chariot.



Boîte de fichier

Boîte à fichiers attachée sur le côté, pour le stockage des documents papier.



Nom du titulaire de la carte

Insertion de la carte par le bas, facile à nettoyer.



Séparateur d'insertion ABS

Avec des inserts ABS à l'intérieur, qui peuvent être séparés librement selon les besoins.



Roulette

Roulettes universelles silencieuses médicales de haute qualité, flexibles et légères à conduire, direction douce, résistantes à l'usure, deux avec frein, peuvent être facilement freinées dans n'importe quel état.



Interface de plug-in

avec connecteurs externes des deux côtés, réglable en hauteur.



Poubelle

Deux poubelles pour le tri des déchets.





UNE INNOVATION
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES
DANS LE MONDE ENTIER

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue