



SKR-CT625-3

CHARIOT DE TRAITEMENT

Code d'enregistrement: SKM-B



SAIKANG / Medical

Une vie
plus saine

SKR-CT625-3

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

Paramètres techniques

- Taille (LxWxH): 625x475x920 mm
- Roulette: 125 mm



Matériel

Structure en acier et aluminium à l'intérieur, ABS et matériaux antibactériens à l'extérieur, Facile à nettoyer.



Dessus de la table

Rail latéral en acier inoxydable, évite une éventuelle chute lors du déplacement du chariot.



Tiroir

Tiroir avec 3*3 inserts ABS à l'intérieur, qui peuvent être séparés librement selon les besoins.



Nom du titulaire de la carte

porte-cartes de tiroir: insertion de carte par le bas, facile à nettoyer.



Roulette

Roulettes universelles silencieuses médicales de haute qualité, flexibles et légères à conduire, direction douce, résistantes à l'usure, deux avec frein, peuvent être facilement freinées dans n'importe quel état.



Poubelle

Deux poubelles pour le tri des déchets.



Réceptif pointu





UNE INNOVATION
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES
DANS LE MONDE ENTIER

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎️ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉️ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue