



# SKR-CT750

## CHARIOT DE TRAITEMENT

Code d'enregistrement: SKM-B



**SAIKANG**/Medical

Une vie  
plus saine

# SKR-CT750

## FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS


### Paramètres techniques

- Taille (LxWxH): 750x475x920 mm
- Roulette: 125 mm



#### Matériel

Structure en acier et aluminium à l'intérieur, ABS et matériaux antibactériens à l'extérieur, Facile à nettoyer.



#### Dessus de la table

Les garde-corps sur le dessus du chariot sont en acier inoxydable, dessus de table en verre souple, évitent de tomber éventuellement pendant le mouvement.



#### Poignée de poussée

Avec poignée de poussée des deux côtés, pratique pour le personnel médical.




#### Tiroir

Tiroir avec 3\*3 inserts ABS à l'intérieur, qui peuvent être séparés librement selon les besoins.



#### Nom du titulaire de la carte

porte-cartes de tiroir: insertion de carte par le bas, facile à nettoyer.



#### Poubelle

Deux poubelles pour le tri des déchets.



#### Roulette

Roulettes universelles silencieuses médicales de haute qualité, flexibles et légères à conduire, direction douce, résistantes à l'usure, deux avec frein, peuvent être facilement freinées dans n'importe quel état.





UNE INNOVATION  
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES  
DANS LE MONDE ENTIER

#### USA

**Saikang Medical Technology, Inc.**  
17800 Castleton St Ste 180,  
City of Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

#### United Kingdom

**UK Healthward International Ltd.**  
Dept. 111, 196 High Road Wood  
Green, N22 8HH, London.  
Tel.: +44 2032399738

#### Russia

**Saikang Medical Russia LLC**  
Truda 174,  
454080 Chelyabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

#### East Africa

**Saikang Medical Solutions Ltd.**  
Viraj Complex Unit 3, Mombasa  
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenya.  
Tel.: +254 733 704 690

#### Middle East

**Saikang Medical Supplies LLC**  
X22-S03 England Cluster,  
International City, Dubai.  
United Arab Emirates.  
Tel.: +20 128 8962497

**SAIKANG** Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China  
☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7  
✉ export@saikangmedical.com  
🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue