



# SKR051-AT

## CHARIOT D'ANESTHÉSIE

Code d'enregistrement: SKM-B



**SAIKANG** / Medical

Une vie  
plus saine

# SKR051-AT

## FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

### Paramètres techniques

- Taille (LxWxH): 750x475x930 mm
- Taille (LxWxH): 850x520x930 mm
- Roulette: 125 mm



#### Matériel

Structure en acier et aluminium à l'intérieur, ABS et matériaux antibactériens à l'extérieur, Facile à nettoyer.




#### Dessus de la table

Les garde-corps sur le dessus du chariot sont en acier inoxydable, dessus de table en verre souple, évitent de tomber éventuellement pendant le mouvement.



#### Plan de travail extensible

Plan de travail extensible latéralement.



#### Boîte de rangement

Équipé d'un boîtier caché à cinq maillons de type levage à une rangée.



#### Tiroirs

Serrure de commande centrale, équipée de deux couches de tiroirs. L'intérieur avec des cloisons peut être bien organisé.



#### Carte d'étiquette de tiroir

Le support du tiroir est conçu en queue d'hirondelle, à l'extérieur avec une fente pour carte de notification, évite l'accès aux liquides et à la poussière.



#### Roulette

Roulettes universelles silencieuses médicales de haute qualité, flexibles et légères à conduire, direction douce, résistantes à l'usure, deux avec frein, peuvent être facilement freinées dans n'importe quel état.



#### Conteneur pointu

Avec un récipient pointu d'un côté.





UNE INNOVATION  
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES  
DANS LE MONDE ENTIER

**USA**

**Saikang Medical Technology, Inc.**  
17800 Castleton St Ste 180,  
City of Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

**United Kingdom**

**UK Healthward International Ltd.**  
Dept. 111, 196 High Road Wood  
Green, N22 8HH, London.  
Tel.: +44 2032399738

**Russia**

**Saikang Medical Russia LLC**  
Truda 174,  
454080 Chelyabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

**East Africa**

**Saikang Medical Solutions Ltd.**  
Viraj Complex Unit 3, Mombasa  
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenya.  
Tel.: +254 733 704 690

**Middle East**

**Saikang Medical Supplies LLC**  
X22-S03 England Cluster,  
International City, Dubai.  
United Arab Emirates.  
Tel.: +20 128 8962497

**SAIKANG** / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue