



SKR051-ET

CHARIOT D'URGENCE

Code d'enregistrement: SKM-B



SAIKANG / Medical

Une vie
plus saine

SKR051-ET

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

Paramètres techniques

- Taille (LxWxH): 750x475x930 mm
- Taille (LxWxH): 850x520x930 mm
- Roulette: 125 mm



Matériel

Structure en acier et aluminium à l'intérieur, ABS et matériaux antibactériens à l'extérieur, Facile à nettoyer.




Dessus de la table

Les garde-corps sur le dessus du chariot sont en acier inoxydable, dessus de table en verre souple, évitent de tomber éventuellement pendant le mouvement.



Plan de travail extensible

Plan de travail extensible latéralement.



Sur le côté droit

Avec un récipient pointu d'un côté. Deux poubelles pour le tri des déchets.



Tiroirs

Serrure de commande centrale, équipée de deux couches de tiroirs. L'intérieur avec des cloisons peut être bien organisé.



Arrière

La prise de courant est mobile et détachable. Porte-bouteille d'oxygène rétractable inséré, ceintures fixées sur le corps principal du chariot, gain de place.



Roulette

Roulettes universelles silencieuses médicales de haute qualité, flexibles et légères à conduire, direction douce, résistantes à l'usure, deux avec frein, peuvent être facilement freinées dans n'importe quel état.



Carte d'étiquette de tiroir

Le support du tiroir est conçu en queue d'hirondelle, à l'extérieur avec une fente pour carte de notification, évite l'accès aux liquides et à la poussière.





UNE INNOVATION
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES
DANS LE MONDE ENTIER

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue