

# SKR054-ET

## CHARIOT D'URGENCE

Code d'enregistrement: SKM-A



# SKR054-ET

## FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

### Paramètres techniques

- Taille (LxWxH): 750x475x920 mm
- Roulette: 125 mm



#### Comptoir monobloc

Le plan de travail monobloc offre une protection plus complète; la poignée entièrement protégée le rend plus confortable pour le tenir; la forme de la poignée surélevée rend l'utilisation de la planche à dessin latérale plus confortable.



#### Pince décorative

Poignée décorative extérieure biseautée, meilleur confort d'utilisation et forme plus tridimensionnelle.



#### Construction robuste

Roues assemblées sur la même ligne verticale que quatre colonnes. Plus stable, même le tiroir s'ouvre à l'intérieur plein de médicaments/outils.



#### Tiroir

Tiroir de grande taille et plus profond!



#### Source de courant

La prise de courant est mobile et détachable, facile à utiliser, située au-dessus de la carte CPR pour faciliter l'utilisation des bouteilles d'oxygène.



#### Porte-bouteille d'oxygène inséré

Porte-bouteille d'oxygène rétractable inséré, ceintures fixées sur le corps principal du chariot, gain de place.



#### Support de perfusion

Potence IV insérée dans la colonne du corps principal.



#### Support de tiroir

Insertion de la carte à l'envers, facile à nettoyer.



#### Défibrillateur

La surface de la plaque est en matériau ABS vierge. La position du pôle I, V et du défibrillateur peut être échangée pour une utilisation facile.



#### Poubelle de tri

Poubelle triée verte + jaune.





UNE INNOVATION  
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES  
DANS LE MONDE ENTIER

USA

**Saikang Medical Technology, Inc.**  
17800 Castleton St Ste 180,  
City of Industry, 91748, California.  
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

**UK Healthward International Ltd.**  
Dept. 111, 196 High Road Wood  
Green, N22 8HH, London.  
Tel.: +44 2032399738

Russia

**Saikang Medical Russia LLC**  
Truda 174,  
454080 Chelyabinsk.  
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

**Saikang Medical Solutions Ltd.**  
Viraj Complex Unit 3, Mombasa  
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.  
Kenya.  
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

**Saikang Medical Supplies LLC**  
X22-S03 England Cluster,  
International City, Dubai.  
United Arab Emirates.  
Tel.: +20 128 8962497

**SAIKANG** / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.  
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎️ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉️ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue