

SKR058-MT

CHARIOT D'ANESTHÉSIE



SKR058-MT

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

Matériel

Le matériau ABS est un plastique technique innovant. Antibactérien, résistant à l'humidité, anti-corrosion, résistant à l'usure, non toxique et sans goût, ne rouille jamais. Lavable, nettoyage facile.



Conception

La conception et la production globales sont exquises, le style et la correspondance des couleurs sont raisonnables, l'installation est simple et la structure est stable et durable.



Tiroir

Cinq couches de tiroirs, une variété de rangements, un accès plus pratique et rapide.



Compartiment à tiroirs

L'intérieur du tiroir est équipé de grilles de médicaments classés en acrylique transparent, qui peuvent être utilisées pour classer et placer les médicaments de premiers secours. Les grilles de médecine peuvent être librement combinées.

Paramètres techniques

▪ Dimensions	820W X 640D X 1080H mm
▪ Taille du portoir d'anesthésie	600×300×320mm
▪ Roulette	5" deux roulettes avec frein, deux sans frein
▪ Tableau de travail	340×250mm
▪ Taille d'emballage	820X650x1150 mm
▪ Poids du produit	65 Kg

Configuration technique

- 8 boîtes suspendues latérales pour médicaments
- système de séparation de tiroir
- poubelle de 20 litres avec couvercle
- poignée scellée.

Accessories

Rack d'anesthésie

Support d'anesthésie à huit crochets réglable à double rangée avec un support en alliage d'aluminium robuste et durable et 8 boîtes de suspension de médicaments en acrylique.



Glissière de tiroir

Le tiroir utilise des glissières d'amortissement silencieuses à trois sections à haute résistance. Lorsque le tiroir est fermé à la distance finale, la pression hydraulique est utilisée pour ralentir la vitesse et réduire la force d'impact, créant un effet de fermeture confortable.



Table de travail

Le chariot est équipé d'une table de travail pliable, qui peut être utilisée pour écrire.
Taille de planche de travail : 340*250mm ;



Poignée scellée

Le chariot est équipé d'une poignée scellée, qui peut verrouiller cinq tiroirs en même temps.



Poubelle

Poubelle en ABS à clapet sur le côté droit, spécification : 20L



Roulette

En bas, il utilise deux freins silencieux de 5 pouces, anti-enroulement, roulettes silencieuses haut de gamme, permettant un mouvement flexible et une capacité de charge élevée.





UNE INNOVATION CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES DANS LE MONDE ENTIER

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎️ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉️ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue