

SKR058-NT

CHARIOT DE SOINS



SAIKANG / Medical

Une vie
plus saine

SKR058-NT

SAIKANG MEDICAL

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

Matériel

Le matériau ABS est un plastique technique innovant. Antibactérien, résistant à l'humidité, anti-corrosion, résistant à l'usure, non toxique et sans goût, ne rouille jamais. Lavable, nettoyage facile.



Conception

La conception et la production globales sont exquises, le style et la correspondance des couleurs sont raisonnables, l'installation est simple et la structure est stable et durable.



Tiroir

La conception de tiroir à sept couches avec de petits compartiments au milieu peut accueillir plusieurs types d'articles, avec une classification puissante et un accès facile et pratique aux articles.



Compartiment à tiroirs

L'intérieur du tiroir est équipé de grilles de médicaments classés en acrylique transparent, qui peuvent être utilisées pour classer et placer les médicaments de premiers secours. Les grilles de médecine peuvent être librement combinées.

Paramètres techniques

▪ Dimensions	680Wx 640Dx 1150Hmm
▪ Roulette	5" deux roulettes avec frein, deux sans frein
▪ Tableau de travail	340x250mm
▪ Taille d'emballage	820x650x1150 mm
▪ Poids du produit	65 Kg

Configuration technique

- Système de séparation des tiroirs
- Poubelle avec couvercle
- Roulettes directionnelles silencieuses
- Poignée scellée

Accessories

Glissière de tiroir

Le tiroir utilise des glissières d'amortissement silencieuses à trois sections à haute résistance. Lorsque le tiroir est fermé à la distance finale, la pression hydraulique est utilisée pour ralentir la vitesse et réduire la force d'impact, créant un effet de fermeture confortable.



Table de travail

Le chariot est équipé d'une table de travail pliable, qui peut être utilisée pour écrire ;
Taille de planche de travail :
340*250mm ;



Table de travail

Le chariot est équipé d'une table de travail pliable, qui peut être utilisée pour écrire ;
Taille de planche de travail :
340*250mm ;



Roulette

En bas, il utilise deux freins silencieux de 5 pouces, anti-enroulement, roulettes silencieuses haut de gamme, permettant un mouvement flexible et une capacité de charge élevée.



Vidéo du produit (scannez / appuyez sur le code QR)





UNEINNOVATION
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES DANS
LE MONDE ENTIER

South America Branch

Saikang Medical Technology, Inc

W3400 Corrientes, Argentina
TEL: +55 (11) 2758-0438
Rua Universal, Hollywood,
São Bernardo do Campo,
Brazil
TEL: +55 (11) 2758-0438

East Africa Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Mezzanine Floor, Taj Tower,
upper hill, nairobi, Kenya
TEL: +254714084806

South East Asia Branch

Saikang Medical Technology Ltd

Sala Thammasop Subdistrict
Thawi
Watthana District
Bangkok Thailand
TEL: +66 642741046

UK Branch

Uk Healthward International Limited

DEPT 111,
196 High Road Wood Green,
London, N22 8HH
United Kingdom
TEL: +31 (0) 202111106

Russia Branch

LLC 'SAIKANG'

454004, Russian Federation,
Chelyabinsk,
Universitetskaya
Naberezhnaya, Russia
TEL: +7 (919)300-00-06

Mid East Branch

Saikang Medical Supplies (Mid East) LLC

Musaffah
P.O Box 53200, Abu Dhabi,
UAE
Tel: +971 585710652

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ export@saikangmedical.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue