

SKR054-ET77A

CHARIOT EN ABS

Code d'enregistrement: SKM-A



SKR054-ET77A

FONCTIONNALITÉS ET POINTS FORTS

Paramètres techniques

- Taille 750×475×950mm

Configuration technique

<input checked="" type="checkbox"/> Étagère défibrillateur	1pc
<input checked="" type="checkbox"/> Étagère latérale coulissante	1pc
<input checked="" type="checkbox"/> Conteneur à objets tranchants	1pc
<input checked="" type="checkbox"/> Paniers à poussière	2pc
<input checked="" type="checkbox"/> Poteau IV	1pcs
<input checked="" type="checkbox"/> Planche RCR	1pc
<input checked="" type="checkbox"/> Porte-bouteille d'oxygène	1pc
<input checked="" type="checkbox"/> Prise de courant	1pc
<input checked="" type="checkbox"/> Verrouillage central	1set
<input checked="" type="checkbox"/> Boîte de fichier	1pc



Matériaux

Structure en acier et aluminium à l'intérieur, ABS et matériaux antibactériens à l'extérieur, facile à nettoyer.



Plan de travail extensible

Plan de travail extensible latéralement




Table-Conseil

Avec poignées des deux côtés, surface en verre souple transparent



Tiroir

Tiroir plus grand et plus profond! L'intérieur avec des partitions peut être bien organisé



Poteau IV

Le poteau IV mobile peut changer de position avec l'étagère du défibrillateur

**Étagère de défibrillateur**

La surface de la plaque est en matériau ABS vierge. La position du pôle IV et du plateau du défibrillateur peut être remplacée pour une utilisation facile

**Prise de courant**

La prise de courant est mobile et détachable, facile à utiliser, située au-dessus de la carte CPR pour faciliter l'utilisation des bouteilles d'oxygène

**Support de bouteille d'oxygène**

Support de bouteille d'oxygène inséré, courroies fixées sur le corps principal du chariot

**Poubelle**

Deux poubelles en ABS avec couvercle

**Panier à déchets**

Avec deux paniers à déchets des deux côtés, le grand pour deux contenants pointus et le petit pour le désinfectant

**Roulettes**

Pneu TPR non usé après 30 km, économisez la coque dure anti-enroulement, formant unie sans boulons
Passer le test dynamique: porter 120 kg, courir 30 km et passer les obstacles 500 fois





UNE INNOVATION
CONSTANTE



Conception



Recherches



Fabrication



Maintenance



Services



SUCCURSALES
DANS LE MONDE ENTIER

USA

Saikang Medical Technology, Inc.
17800 Castleton St Ste 180,
City of Industry, 91748, California.
Tel.: +1 949648 2776

United Kingdom

UK Healthward International Ltd.
Dept. 111, 196 High Road Wood
Green, N22 8HH, London.
Tel.: +44 2032399738

Russia

Saikang Medical Russia LLC
Truda 174,
454080 Chelyabinsk.
Tel.: +7 (351) 214 5566 / 8811 / 1516

East Africa

Saikang Medical Solutions Ltd.
Viraj Complex Unit 3, Mombasa
Road, P.O. Box 14262-00800, Nairobi.
Kenya.
Tel.: +254 733 704 690

Middle East

Saikang Medical Supplies LLC
X22-S03 England Cluster,
International City, Dubai.
United Arab Emirates.
Tel.: +20 128 8962497

SAIKANG / Medical

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd.
STOCK CODE: 870098

📍 No. 35, Lehong Road · Zhangjiagang (Jiangsu) · China

☎ +86 18021231901 · 🕒 24/7

✉ sales@chinasaikang.com

🌐 www.saikangmedical.com



Company video



General catalogue